

製品スペック

オゾンガス殺菌装置 エキシマンM (メディカルモデル)

ランプBOX	
項目	型式
	SAT-EX10TOM
適用容積の目安(m ³) ^(注1)	~100
設置方法	天井直付型
オゾン発生量(mg/h) (MAX)	1000
風量(m ³ /h)	120
オゾン発生方法	無水銀エキシマランプ
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力(W)	36
使用周囲温度(℃)	5~40
使用周囲湿度(%RH)	20~80(結露なきこと)
外形寸法(mm)	(W)420×(D)224×(H)101 [突起物含まず]
質量(kg)	約3.6
色	ヘアライン/ステンレス
付属品(別梱包)	通信ケーブル(50m)

(注1) 適用容積の目安は使用目的によって変わります。詳しくはお問い合わせください。

制御装置		
項目	型式	
	SAT-EC01KM	
設置方法	壁掛型	
ランプBOX 最大接続台数	1	
機能	オゾン濃度調整	11段階調整
	運転時間設定	タイマー (10~300分)
	外部出力	異常警告灯、入室禁止灯、排気ファン停止
	外部入力	入力状態ランプ表示 パーティクルカウンタ(オプション品)と連動
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力(W)	4	
周辺温度(℃)	5~40	
周辺湿度(%RH)	20~80(結露なきこと)	
外形寸法(mm)	(W)370×(D)70×(H)300 [突起物含まず]	
質量(kg)	約 4	
色	ホワイト(マンセル 10YR9/0.5 相当)	